

Neu bei marmed:

HALYARD BASICS Blue

Nitril-Untersuchungshandschuhe
dünner, leichter, ökonomischer

Für eine Vielzahl von Maßnahmen geeignet, sind die **BASICS* Blue Nitril-Untersuchungshandschuhe** ein idealer Ersatz für Vinyl- und Latex-Untersuchungshandschuhe. Sie bieten sowohl Tragekomfort als auch angemessenen Barrierschutz.

Mit **SMARTPULL-Box**:
Handschuhe einfach einzeln
entnehmbar

komfortabel

Die Handschuhe werden flach in die Box eingelegt: dadurch knittern sie weniger und lassen sich leichter entnehmen und anziehen.


ökonomisch

optimierte Packungsgröße: weniger Lagerraum, Austausch seltener nötig, weniger Abfall

Optimierte
Packungsgröße:

200 Stk.
pro Box

2 Standard-Boxen à 100 Stk. =
1 Box **BASICS Blue** à 200 Stk.



SMARTPULL-Box mit zwei separaten Öffnungen:

1. Die kleinere Öffnung wird verwendet, solange die Box noch voll ist, um zu vermeiden, dass unbeabsichtigt mehrere Handschuhe gleichzeitig entnommen werden.
2. Ist die Box halb leer, ermöglicht die zweite, größere Öffnung eine leichtere Entnahme der Handschuhe.

HALYARD BASICS Blue

Nitril-Untersuchungshandschuhe

Größe & Anzahl wählen:

XS	Anzahl	<input type="text"/>	S	Anzahl	<input type="text"/>
M	Anzahl	<input type="text"/>	L	Anzahl	<input type="text"/>
XL	Anzahl	<input type="text"/>			

€ 11,90

200 Stk. pro Box
abzgl. Kundenrabatt!

Nur € 5,95 / 100 Stk.

... für ein breites Spektrum von Maßnahmen geeignet:

- idealer Handschuh für Situationen mit geringem Risiko
- hervorragender Tragekomfort
- Passgenauigkeit und Gefühl mit Latex vergleichbar
- anatomisches, dünnes Design für besseres Tastempfinden
- griffsicher und reißfest
- Barrierschutz gegenüber Viren
- puderfrei
- naturlatexfrei
- texturierte Fingerspitzen
- unsteril
- leichtes Gewicht: 3,5 g
- 100 % Nitril-Polymere

Qualitätsstandards:

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
Produktklasse: I

Entspricht EN 455, EN 374 & EN 420

PPE Kat. III & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) < 1,5

Qualitätssystem der Produktionsstätten entspricht ISO 13485 und ISO 9001

Ihre Bestelldaten:

Rechnungs- und Lieferanschrift / Stempel

H-U-H-04-23

Jetzt marmed Newsletter abonnieren:

Regelmäßige Neuigkeiten zu Produkten, Leistungen und Services sowie exklusive Angebote und Veranstaltungen. mar-med.de/newsletter.html



Ab einem Bestellwert von 75 EUR netto erfolgt die Lieferung frei Haus, darunter fallen 5,75 EUR Versandkosten an. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit besteht, bis seitens des Herstellers Preisänderungen vorgenommen werden. Lieferung per Vorkasse, Rechnung oder Bank-
einzug. Unsere ausführlichen AGB finden Sie auf mar-med.de